



- 整体采用ETFE、FEP、PFA、PP材料制成,坚固耐用,耐高温抗腐蚀
- 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,操作更安全
- 符合ISO17025认证标准,最大限度保证分液器的精确性和可靠性
- 无弹阀门,化学兼容性更好,更长的使用寿命和零维护
- 方便的校准设置,配备单独的校准工具
- ISO9001:2015认证, ISO13485:2016认证, 欧盟ce认证

循环阀瓶口分液器误差范围

型号	体积(ml)	增量(ml)	不准确度(±)%		不精确度(±)%	
			(±)%	± ml	(±)%	± ml
ADR - 2.5	0.25- 2.5	0.05	0.6	0.015	0.2	0.005
ADR - 05	0.5- 5	0.1	0.5	0.025	0.2	0.01
ADR - 10	1- 10	0.2	0.5	0.05	0.2	0.02
ADR - 25	2.5- 25	0.5	0.5	0.125	0.2	0.05
ADR - 30	2.5- 30	0.5	0.5	0.15	0.2	0.06
ADR - 50	5- 50	1.0	0.5	0.25	0.2	0.1
ADR - 60	5- 60	1.0	0.5	0.3	0.2	0.12